

**955 Laboratorní kahan****VAROVÁNÍ**

- Je naprosto nezbytné, abyste se seznámili s tímto návodem. Chybnou manipulací můžete způsobit požár, popáleniny. Uchovejte návod pro budoucí použití
- Nepoužívejte kahan v přítomnosti dětí nebo zvířat. Nikdy nenechávejte toto zařízení, pokud je v provozu, bez dozoru. Skladujte na suchém a větraném místě, udržujte kahan mimo dosah dětí.
- Před připojením plynové kartuše ke kahanu si důkladně přečtěte pokyny pro její použití.
- Zajistěte, aby byly všechny spoje řádně zkontrolovány. Zkontrolujte, zda je plynová hadice nepoškozená.
- Nikdy nepoužívejte kahan, pokud je poškozen.
- Při výměně plynové kartuše a během provozu nikdy nekuřte.
- **Varování!** Zabraňte přehřátí plynové láhve a hadice.
- Pokud nastane nějaký provozní problém, obraťte se, prosím, na kvalifikované servisní středisko.
- Po ukončení práce s kahanem uzavřete přívod plynu.
- Nikdy nezasahujte do továrního nastavení přístroje. Jakýkoli zásah do zařízení může být nebezpečný.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím .
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
- Nepokládejte zařízení na hořlavý podklad a nenechávejte jej v blízkosti hořlavých a vznětlivých materiálů.
- Pracujte v dobře větraném prostoru
- Po ukončení práce a před každou kontrolou nechte kahan vychladnout.
- Při práci s přístrojem dbejte bezpečnostních pokynů, jakékoli rozptýlení může způsobit vážné zranění. Hrozí nebezpečí popálení plamenem.
- Při práci používejte ochranné brýle, rukavice a jiné ochranné prostředky. Nepoužívejte zařízení, pokud je znečištěno.
- Nevdechujte výpary produkované spalováním
- Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od plamene.
- Pokud zpozorujete únik plynu (vůně plynu), ihned vezměte kahan do venkovních prostor a bez přítomnosti plamene vyzkoušejte jeho těsnost. Použijte pouze mýdlový roztok.
- **Varování!** Zařízení obsahuje extrémně hořlavý plyn pod tlakem.
- Neobracejte kahan proti tváři, končetinám, oděvu a hořlavým materiálům.
- Zařízení obsahuje extrémně hořlavý plyn pod tlakem. Nikdy nevystavujte kahan teplotám na 40°C nebo přímému slunci. Nikdy nádobu nepropichujte, nevhazujte do ohně. Výměnu plynové nádoby provádějte pouze, pokud je kahan zcela vychladlý.
- Používejte pouze nádoby s propanem nebo propan/butanem. Nikdy je znovu neplňte.
- Je-li plynová nádoba připojena ke studenému kahanu, může dojít ke změně barvy planeme. Tento stav je dočasný.

**NÁVOD**

- 1) Ujistěte se, že kohout pro přívod plynu k hořáku je pevně uzavřen.
- 2) Připojte hadici k hořáku pomocí vhodných klíčů. Mějte na paměti, závit je levý.
- 3) Před vložením plynové nádoby zkontrolujte, zda je kohout pro přívod plynu pevně uzavřen.
- 4) Odšroubujte barevnou základnu od vrchní části kahanu.
- 5) Do barevné základny vložte plynovou nádobu pouze značky Kemper / Plein Air (1120S, PL707, 1121F, PL880). Ujistěte se, že je plynová nádoba umístěna ve středu základny hořáku.
- 6) Ujistěte se, že kohout hořáku je správně utažen a není poškozen.
- 7) Našroubujte barevnou základnu na horní část hořáku. Dbejte, prosím, aby byl hořák umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- 8) V případě výměny kartuše, opakujte operaci od bodu 5 do bodu 8. Vždy se ujistěte, že je kartuše prázdná.
- 9) Utáhněte základnu k horní části hořáku a zkontrolujte těsnění mezi kartuší a kohoutem.
- 10) Neoddělujte základnu od horní části hořáku, není-li plynová kartuše zcela prázdná.
- 11) Kontrolu těsnění kontrolujte vhodným sprejem pro únik plynu (1726 Ekologický detektor úniku plynu)
- 12) Pokud zjistíte jakýkoli únik plynu, uzavřete kohout pro přívod plynu a znovu zkontrolujte těsnění. Pokud problémy nezmizí, kontaktujte svého prodejce.
- 13) Zcela oteřete kohout kazety ve směru hodinových ručiček.
- 14) Pootvřete (1/2 otáčky) ventil hořáku ve směru hodinových ručiček a přiložte plamen k ústí hořáku. Postupujte opatrně.
- 15) Pro maximální výkon hořáku otevřete ventil na maximum.
- 16) Dbejte, aby hořák byl ve svislé poloze. Nikdy jím neotáčejte ani jinak nemanipulujte, zabráníte tak uniknutí zkapalněného plynu.
- 17) Po ukončení práce s hořákem uzavřete ventil hořáku

**Pomocný návod pro instalaci kartuše:\***

1. ujistěte se, že regulační ventil je v pozici zavřeno
2. odšroubujte držák kartuše
3. plynovou kartuši 1120S nebo 1121F vložte do držáku kartuše, ujistěte se, že kartuše je stabilně umístěna v patričném osazení
4. našroubujte zpět k přístroji, po dotažení dojde k propíchnutí propichovací kartuše 1120S, u kartuše 1121F propichovací jehla protlačí ventil této závitové kartuše

\*Kartuše 1121F se do přístroje nešroubuje, závit kartuše je pro tento přístroj bezpředmětný. Postupujte dle pomocného návodu bod 1-4.

KEMPER S.R.L.  
Via Prampolini, 1/Q  
430 44-Lemignano di Collecchio (Parma) – ITALIA  
Tel. +39.0521.957111 - Fax +39.0521.957195  
[info@walkover.it](mailto:info@walkover.it) - [www.kempergroup.it](http://www.kempergroup.it)

Dovozce a servis pro ČR:

**DA-SO**  
GROUP S.R.O.

Tel.: +420 558 435 851  
[www.kempergroup.cz](http://www.kempergroup.cz)